



## OFERTA

### TOTAL TRADE EXPERT Medical Division

Bd. Republicii Nr. 44  
Loc. Piatra-Neamt – 610005  
Jud. Neamt – Romania

Str. Năsăud, nr. 99A  
Sector 5 – 052065  
Bucuresti – Romania

[www.medicaltrade.ro](http://www.medicaltrade.ro)  
[www.medicaltrade.biz](http://www.medicaltrade.biz)

[office@medicaltrade.ro](mailto:office@medicaltrade.ro)  
[office@medicaltrade.biz](mailto:office@medicaltrade.biz)

Tel. +40 723 61 09 19

CUI 30051022  
Nr. Reg. Com. J27/237/2012  
EU VAT Nr. RO 30846169  
Nr. EORI RO 30051022

Banca Transilvania  
Suc. Piatra Neamt  
Bdul Decebal nr. 3 Bl. E1  
Piatra Neamt - Romania

SWIFT: BTRLRO22NTA

Cont IBAN RON:  
RO07BTRL02801202456992XX

Cont IBAN EURO:  
RO53BTRL02804202456992XX

Cont IBAN USD:  
RO87BTRL02802202456992XX

## ANALIZATOR AUTOMAT HEMATOLOGIE

Denumire: **Immolute 2000**  
Producător: **Siemens**  
Stare analizor: **Refurbished**  
An refurbish: **2012**  
Stoc: **Da**  
Nr. probe / h: **200 probe/ oră**  
Metoda de lucru: **Chemiluminiscentă amplificată enzimatic**  
Punctaj CAS: **160 Puncte la momentul achiziționării**



### Specificații:

#### Avantaje și specificații:

- ✓ analizor de tip "random access"
- ✓ lucrează până la **200 de teste/ ora**, putându-se efectua până la **1000 de teste simultan**
- ✓ anumiți parametri pot fi lucrați în regim de urgență cu eliberarea rezultatelor în aproximativ 15 min (pentru anumiți parametri)
- ✓ diluții pre/post analiză (inclusiv prediluții)
- ✓ pipetare din orice tipuri de recipiente: *tuburi primare, secundare și microcapilare*
- ✓ poate funcționa cu o cantitate foarte mică de ser - aproximativ 100μl
- ✓ cantitatea de reactivi, substratul, soluțiile de curățare și deșeurile sunt monitorizate automat
- ✓ retestează automat probele aflate în afara intervalului de calibrare
- ✓ include programul complet pentru controlul de calitate intern **cu generare de curbe Levey-Jennings** și

**TOTAL TRADE EXPERT  
Medical Division**

Bd. Republicii Nr. 44  
Loc. Piatra-Neamt – 610005  
Jud. Neamt – Romania

Str. Năsăud, nr. 99A  
Sector 5 – 052065  
Bucuresti – Romania

[www.medicaltrade.ro](http://www.medicaltrade.ro)  
[www.medicaltrade.biz](http://www.medicaltrade.biz)

[office@medicaltrade.ro](mailto:office@medicaltrade.ro)  
[office@medicaltrade.biz](mailto:office@medicaltrade.biz)

Tel. +40 723 61 09 19

CUI 30051022  
Nr. Reg. Com. J27/237/2012  
EU VAT Nr. RO 30846169  
Nr. EORI RO 30051022

Banca Transilvania  
Suc. Piatra Neamt  
Bdul Decebal nr. 3 Bl. E1  
Piatra Neamt - Romania

SWIFT: BTRLRO22NTA

Cont IBAN RON:  
RO07BTRL02801202456992XX

Cont IBAN EURO:  
RO53BTRL02804202456992XX

Cont IBAN USD:  
RO87BTRL02802202456992XX


**Dimensiuni  
aparat cm  
(L x l x h):**

**monitorizare reguli Westgard**

- ✓ 88 de parametri disponibili
- ✓ **realizează automat detecția de cheaguri** și nivelul pentru reactivi și probe
- ✓ reactivii sunt citiți automat cu ajutorul codurilor de bare 2D (cititor de coduri inclus), instalarea acestora făcându-se foarte simplu și intuitiv
- ✓ în cazul în care folosiți coduri de bare pentru etichetarea eprubetelor, acestea sunt recunoscute automat și lista de lucru se poate genera automat prin legatura cu sistemul informatic al laboratorului (LIS)
- ✓ interfață de comunicare cu orice sistem informatic de laborator (LIS) așa încat datele să fie programate/preluate automat
- ✓ gestionare automată a reactivilor (nr. lot, expirare, ajustări, etc.), a substratului și a soluțiilor de spălare
- ✓ are instalată **ultima variantă de upgrade software 6.3a**, sistem de operare **Windows XP**
- ✓ imprimantă laser incorporată
- ✓ monitor cu funcție "**touch screen**"
- ✓ posibilitate de acces la funcții de autodiagnosticare
- ✓ suportul tehnic al software-ului poate fi făcut și pe Internet **fară a fi necesară deplasarea tehnicianului de service** la sediul dumneavoastră
- ✓ reactivii pot fi refrigerați la bordul aparatului - 24h
- ✓ marca CE, înregistrare FDA, ISO 13485: 2003, UL/CUL, IEC

- 152 x 75 x 140 cm
- Înălțimea maximă (incluzand monitorul cu braț mobil) este de cca. 200cm

**Garanție:** 1 an în condițiile contractului de achiziționare.



Immulite 2000 este cel mai bun aparat automat de imunologie din punct de vedere al raportului preț/calitate și preț/investigație!



MedicalTrade

**TOTAL TRADE EXPERT  
Medical Division**

Bd. Republicii Nr. 44  
Loc. Piatra-Neamt – 610005  
Jud. Neamt – Romania

Str. Năsăud, nr. 99A  
Sector 5 – 052065  
Bucuresti – Romania

[www.medicaltrade.ro](http://www.medicaltrade.ro)  
[www.medicaltrade.biz](http://www.medicaltrade.biz)

[office@medicaltrade.ro](mailto:office@medicaltrade.ro)  
[office@medicaltrade.biz](mailto:office@medicaltrade.biz)

Tel. +40 723 61 09 19

CUI 30051022  
Nr. Reg. Com. J27/237/2012  
EU VAT Nr. RO 30846169  
Nr. EORI RO 30051022


Banca Transilvania  
Suc. Piatra Neamt  
Bdul Decebal nr. 3 Bl. E1  
Piatra Neamt - Romania

SWIFT: BTRLRO22NTA

Cont IBAN RON:  
RO07BTRL02801202456992XX

Cont IBAN EURO:  
RO53BTRL02804202456992XX

Cont IBAN USD:  
RO87BTRL02802202456992XX





MedicalTrade

**TOTAL TRADE EXPERT  
Medical Division**

Bd. Republicii Nr. 44  
Loc. Piatra-Neamt – 610005  
Jud. Neamt – Romania

Str. Năsăud, nr. 99A  
Sector 5 – 052065  
Bucuresti – Romania

[www.medicaltrade.ro](http://www.medicaltrade.ro)  
[www.medicaltrade.biz](http://www.medicaltrade.biz)

[office@medicaltrade.ro](mailto:office@medicaltrade.ro)  
[office@medicaltrade.biz](mailto:office@medicaltrade.biz)

Tel. +40 723 61 09 19

CUI 30051022  
Nr. Reg. Com. J27/237/2012  
EU VAT Nr. RO 30846169  
Nr. EORI RO 30051022

Banca Transilvania  
Suc. Piatra Neamt  
Bdul Decebal nr. 3 Bl. E1  
Piatra Neamt - Romania

SWIFT: BTRLRO22NTA

Cont IBAN RON:  
RO07BTRL02801202456992XX

Cont IBAN EURO:  
RO53BTRL02804202456992XX

Cont IBAN USD:  
RO87BTRL02802202456992XX

## Ofertă financiară

**1. Preț cu plata integrală:** ~~17.500 Euro~~ TVA inclus  
**15.000 Euro** TVA inclus

*În oferta de mai sus sunt incluse taxele de instalare, punere în funcțiune și training personal de laborator*

**Notă:**

1. Plata se va face în lei la cursul B.N.R.

Cu stima,  
**Radu ICHIM**  
Administrator