



OFERTA

TOTAL TRADE EXPERT Medical Division

Bd. Republicii Nr. 44
Loc. Piatra-Neamt – 610005
Jud. Neamt – Romania

Str. Năsăud, nr. 99A
Sector 5 – 052065
Bucuresti – Romania

www.medicaltrade.ro
www.medicaltrade.biz

office@medicaltrade.ro
office@medicaltrade.biz

Tel. +40 723 61 09 19

CUI 30051022
Nr. Reg. Com. J27/237/2012
EU VAT Nr. RO 30846169
Nr. EORI RO 30051022

Banca Transilvania
Suc. Piatra Neamt
Bdul Decebal nr. 3 Bl. E1
Piatra Neamt - Romania

SWIFT: BTRLRO22NTA

Cont IBAN RON:
RO07BTRL02801202456992XX

Cont IBAN EURO:
RO53BTRL02804202456992XX

Cont IBAN USD:
RO87BTRL02802202456992XX

ANALIZATOR AUTOMAT URINI

Denumire: **UF-50**
Producător: **Sysmex**
Stare
analizor: **Refurbished**
An refurbish: **2012**
Stoc: **Da**
Nr. probe /
h: **50 probe/ oră**
Metoda de
lucru: **Fluorescent flow
cytometry**



Punctaj CAS: **20** Puncte la momentul achiziționării

Specificații:

Cu o capacitate de 50 probe / oră și posibilitatea de a stoca până la 180 seturi de date acest sistem este conceput pentru laboratoarele mici cu un număr mic de analize de urina.

Capacitate aprox. 50 probe / oră

aprox. 72 sec / probă

Prelevator un rack cu capacitatea de 10 probe

Display ecran LCD

Volum probă modul manual: 0.8 mL volum de aspirație
modul prelevator: 4 mL mixing volume

Parametrii RBC, WBC, epithelial cells, casts, bacteria,
pathological casts, crystals, small round cells,
spermatozoa, yeast-like cells, non-lysed RBC,



MedicalTrade

**TOTAL TRADE EXPERT
Medical Division**

Bd. Republicii Nr. 44
Loc. Piatra-Neamt – 610005
Jud. Neamt – Romania

Str. Năsăud, nr. 99A
Sector 5 – 052065
Bucuresti – Romania

www.medicaltrade.ro
www.medicaltrade.biz

office@medicaltrade.ro
office@medicaltrade.biz

Tel. +40 723 61 09 19

CUI 30051022
Nr. Reg. Com. J27/237/2012
EU VAT Nr. RO 30846169
Nr. EORI RO 30051022

Banca Transilvania
Suc. Piatra Neamt
Bdul Decebal nr. 3 Bl. E1
Piatra Neamt - Romania

SWIFT: BTRLRO22NTA

Cont IBAN RON:
RO07BTRL02801202456992XX

Cont IBAN EURO:
RO53BTRL02804202456992XX

Cont IBAN USD:
RO87BTRL02802202456992XX

Capacitate stocare 180 de probe
date 40 de diagrame

Interfata serial - pentru conectare la computer
parallel - pentru conectare cu imprimata

Controlul calitatii 12 fisiere cu 180 puncte de date pentru fiecare
material pentru controlul calitatii UF Check
grafice tip liniar si charts

Dimensiuni si main unit 480 x 700 x 560 mm/ 55 kg
greutate sampler 450 x 148 x 58 mm / 2.5 kg
laser power unit 220 x 148 x 285 mm / 6 kg
laser transformer unit 222 x 216 x 290 mm / 23 kg
pneumatic unit 195 x 333 x 395 mm/ 16 kg





MedicalTrade

Ofertă financiară

TOTAL TRADE EXPERT Medical Division

Bd. Republicii Nr. 44
Loc. Piatra-Neamt – 610005
Jud. Neamt – Romania

Str. Năsăud, nr. 99A
Sector 5 – 052065
Bucuresti – Romania

www.medicaltrade.ro
www.medicaltrade.biz

office@medicaltrade.ro
office@medicaltrade.biz

Tel. +40 723 61 09 19

CUI 30051022
Nr. Reg. Com. J27/237/2012
EU VAT Nr. RO 30846169
Nr. EORI RO 30051022

Banca Transilvania
Suc. Piatra Neamt
Bdul Decebal nr. 3 Bl. E1
Piatra Neamt - Romania

SWIFT: BTRLRO22NTA

Cont IBAN RON:
RO07BTRL02801202456992XX

Cont IBAN EURO:
RO53BTRL02804202456992XX

Cont IBAN USD:
RO87BTRL02802202456992XX

1. Preț cu plata integrală:

~~5.500 Euro~~ TVA inclus

2.000 Euro TVA inclus

În oferta de mai sus sunt incluse taxele de instalare, punere în funcțiune și training personal de laborator

Notă:

1. Plata se va face în lei la cursul B.N.R.

Cu stima,
Radu ICHIM
Administrator